

**Tabelle III Atemwiderstand /
Table III Breathing resistance**

FFP3

Gewicht/weight : Ø 15,27 g

Prüf-ID Test ID	Konditionierung Conditioning	Einatemwiderstand / Inhalation resistance in mbar 30 l/min (≤ 0,6 mbar)	Einatemwiderstand / Inhalation resistance in mbar 95 l/min (≤ 2,1 mbar)	Ausatemwiderstand / Exhalation resistance in mbar 160 l/min (≤ 3 mbar)
Muster 1a Geradaussehend Sample 1a Facing directly ahead	SW	0,30	0,85	1,20
Senkrecht nach oben sehend Facing vertically upwards		---	---	1,20
Senkrecht nach unten sehend Facing vertically downwards		---	---	1,20
auf der linken Seite liegend Lying on the left side		---	---	1,20
Auf der rechten Seite liegend Lying on the right side		---	---	1,20
Muster 2a Geradaussehend Sample 2a Facing directly ahead	SW	0,28	0,82	1,15
Senkrecht nach oben sehend Facing vertically upwards		---	---	1,15
Senkrecht nach unten sehend Facing vertically downwards		---	---	1,15
auf der linken Seite liegend Lying on the left side		---	---	1,15
Auf der rechten Seite liegend Lying on the right side		---	---	1,15

SW: Behandlung zur Gebrauchssimulation / Simulated Wearing treatment

**Atemwiderstand nach dem Einspeichern /
Breathing resistance after clogging**

Prüfung Test	Konditionierung Conditioning	Einatemwiderstand/ Inhalation resistance 95 l/min (≤ 7,0 mbar)	Ausatemwiderstand/ Exhalation resistance 95 l/min (≤ 1,8 mbar)
1	AR + Dolomite	1,80	1,68
2	TC + Dolomite	1,60	1,32